

### START-X 1

Zastosowanie – wykańczanie dostępu do kanału.  
Końcówka nieaktywna – brak ryzyka perforacji dna komory.  
Aktywna część boczna – tworzenie dostępu do kanału w linii prostej

### START-X 2

Zastosowanie – poszukiwanie kanału MB2 w zębie górnym trzonowym.  
Końcówka aktywna usuwa zębinę przysłaniającą ujście kanału.  
Aktywna część boczna tworzy dostęp do kanału w linii prostej

### START-X 3

Zastosowanie – poszukiwanie ujść kanałów.  
Końcówka aktywna usuwa zębinę przysłaniającą ujście

### START-X 4

Zastosowanie – usuwanie wkładów metalowych (dodatkowy otwór irygacyjny)

### START-X 5

Zastosowanie – odsłonięcie oryginalnej anatomii dna komory.  
Cienka, walcowata końcówka aktywna ułatwia lokalizację ujść poprzez usuwanie zwapnień i materiałów wypełniających, które zasłaniają dno komory zęba