

	LUPY	MIKROSKOP ZABIEGOWY
Koszt	Tańsze	Znacząco droższy
Mobilność	Przenośne i lekkie, możliwe wykorzystanie w wielu lokalizacjach.	1. Mikroskopy przenośne, jezdne – zajmują więcej miejsca, są bardzo trudne do przewożenia. 2. Mikroskopy nieprzenośne – montowane do ściany, sufitu lub podłogi.
Adaptacja użytkownika	Łatwa	Bardziej stroma krzywa uczenia się
Ergonomia	Może być wymagane lekkie pochylenie głowy w zależności od stopnia deklinacji soczewki.	Idealnie neutralna postawa ciała
Powiększenie	Rozsądne, ale ustalone i ograniczone (2,5x – 8,0x).	Dostępny jest wyższy poziom powiększenia, które można regulować (3x – 30x).
Wpływ na narząd wzroku	Zbieżna linia wzroku prowadząca do obciążenia oka w wyniku długiego czasu użytkowania.	Równoległa linia wzroku pozwalająca na rozluźnienie mięśni oczu.